

MAJOR AF COMP

VENEERING SYSTEM FOR AESTHETIC
PROSTHETIC RESTORATIONS

EN ENGLISH DIRECTION FOR USE
DE DEUTSCH HINWEISE ZUR VERARBEITUNG
FR FRANÇAIS MODE D'EMPLOI
ES ESPAÑOL INFORMACIONES DEL FABRICANTE
IT ITALIANO INFORMAZIONI DEL FABBRICANTE

EN DIRECTION FOR USE

Single-component light-curing material for filling and supplementing of MAJOR AF COMP veneering teeth and of teeth in polymethylmethacrylate material (PMMA) or in composite.

Class IIa MDD - Logo CE 0470

Range of application:

- Fixed restoration:
 - crown, bridges, adhesive bridgework
 - implant-supported super structures, veneers, long term temporary restorations
- Removable restoration:
 - conical and telescopic crowns
 - attachment matrices
 - customizing acrylic teeth in resin for removable restoration

General important points

- MAJOR AF COMP system needs light polymerization with 310-500 nm wave length.
- MAJOR AF COMP Metal Primer must be applied in a thin layer and on sandblasted metal structures.
- Apply MAJOR AF COMP Opäquer - in - a - thin - and homogeneous layer, polymerize, apply a second layer to obtain the correct covering, then polymerize again.
- Each composite layer has to be polymerized separately.
- Avoid composite layers thicker than 1-2 millimeters.
- Do not remove the dispersion layer - should it be removed, it is possible to create a new dispersion layer using the MAJOR AF COMP Bonding.
- Follow the autopolymerization times of MAJOR AF COMP Dual Cem. Working time: 4-5 minutes, the exceeding material must be used as base for further composite (modelling) then polymerize.
- Rotate the plunger clockwise to extrude the paste out from the syringe.
- Do not leave the material exposed to strong light sources. Rotate the plunger anticlockwise to avoid the material leakage. Do not insert the instrument in the syringe!

Direction for use

Preparation of the metallic structure (MAJOR AF COMP Metal Primer).

Once the framework has been casted and finished, treat the structure as usual. Sandblast the surfaces with 110/125 µm, 2/4 bar and use oil free compressed air. After cleaning apply the agent for the metal-resin bond (MAJOR AF COMP Metal Primer). Brush the agent with the minimum thickness coat.

Caution! do not touch the surfaces after cleaning, do not use compressed air or substances which form films.

Apply the primer. The surface should be only slightly moistened with a brush. Allow the surface to dry in the air for 2 minutes. The primer must be completely dry before any opaque is applied.

Applying the opaque (MAJOR AF COMP Opäquer) (MAJOR AF COMP Bondopäquer).

Apply the paste opaque (MAJOR AF COMP Opäquer) in the dental areas; use the desired colour; OL-OM-OD, the three colours can be mixed together to obtain the individual shade. Apply the paste opaque (MAJOR AF COMP Bondopäquer); the OC-PINK colour in the gingival areas. Bondopäquer is a light-curing paste opäquer with an integral adhesive component. Therefore the use of an additional bonding system is not necessary. Apply a thin layer of "Opäquer or Bondopäquer" with a rigid short-haired brush. The complete coverage is obtained applying at least two coats. An non-covering opäquer layer has a negative effect on the chromatic result. The flowability of the opäquer can be optimized by mixing it on a mixing block. Take care that it is applied a particular thin layer in the retention areas. Each layer polymerizes separately. Polymerize for 180 seconds with 310-500 nm wave length. Available shades of the opaque: please see the table in the last page.

Preparation of aesthetic veneering teeth (MAJOR AF COMP Bonding).

Roughen the aesthetic veneering teeth by sandblasting with 110 µm aluminium dioxide at 2/3 bar pressure and clean them with oil free compressed air. Then brush on the sandblasted surface the light-curing bonding for acrylate and composite (MAJOR AF COMP Bonding) and proceed with the prepolymerization to create a new layer of dispersion. Polymerize for 90 seconds with 310-500 nm wave length. A whitish appearance of the pre-polymerized Bonding is the result of an excessive polymerization and it must be removed. Repeat the above mentioned procedure reducing the polymerization time.

Fixing of the aesthetic veneering teeth (MAJOR AF COMP Dual Cem)

MAJOR AF COMP Dual Cem is a dual-component composite with dual polymerization (self hardening and photo-polymerizing) for the fixing of the aesthetic veneering teeth (MAJOR AF COMP) on metal or ceramic structures.

MAJOR AF COMP Dual Cem is applied, according to the selected shade, on the surface of the metal, which is previously opaqued, and on the inner side of the veneering teeth MAJOR AF COMP treated with MAJOR AF COMP Bonding. Veneering teeth are positioned on the metal structure with the help of a silicone key. After the application of the Dual Cem, before the final polymerization it is important to remove the exceeding material and make corrections or fitting. The time limit is of about 4-5 minutes at the room temperature of 23°C. To guarantee a complete polymerization and a good adhesion it is absolutely necessary to harden the product with an irradiation covering an interval of 310-500 nm wave length for at least 180 minutes. Available shades of Dual Cem: please see the table on the last page.

Layering of MAJOR AF COMP/Dentine Flow/Incisal Flow/Gingive Paste/Gingive Flow.

The material is supplied in screw syringes and coded according to its intended use. Available colours: please see the table on the last page. Rotate the plunger of the syringe to extrude the required amount. Apply the material on the surface. Adapt and layer the single material with even thickness not more than 1-2 mm and proceed with polymerization after each layering. Intermediate polymerization for 180 seconds with 310-500 nm wave length. If the individual layer is more than 2 mm thick, prolong the intermediate polymerization time to 8 minutes. The polymerization creates a thin dispersion layer on the surface. This layer is essential for the chemical bonding with the following layers. During the building up this layer must not be removed. Should it be removed, either partially or fully, please refer to the section entitled "Corrections and repairs". After the building up it is advisable to make a cycle of final polymerization. Apply final polymerization for 9 minutes with 310-500 nm wave length.

Finishing

Silicone polishers (wheels, lens-shaped, cylinders), tungsten or diamond burs are suitable for finishing.

Polishing

Polish with goat hair brush, polishing paste and soft cotton discs on hand piece. Finish and polish carefully the surface to obtain a good result and avoid any deposits (nicotine, caffeine, etc.) and colour alterations. **Note:** like the acrylics, the finishing

of composites produces dust. It is advisable to apply the finishing over a dust suction system.

Correction and repair

Roughen the material up to 2 mm above the margin of the area to be repaired or corrected. Apply the MAJOR AF COMP Bonding and pre-polymerize with the light cure unit to create a new dispersion layer. Polymerize for 90 seconds with 310-500 nm wave length. A whitish appearance of the Bonding Fluid is a result of an excessive polymerization and it must be removed. Repeat the above mentioned procedure but reduce the polymerization time. Then proceed with the layering of the composite mass and polymerize.

Possible mistakes and how to avoid them

Opäquer polymerization

- All frame-works have to be degreased and any polishing paste residual should be removed.
- The opäquer must be coated homogeneously. It is better to apply two coats of opäquer, each coat should be separately polymerized.

Opäquer auftragten

- Proper wax-up the framework to ensure the support to the composite materials in any occlusal condition.
- Avoid pre-contacts
- Respect the correct thickness of layers and the polymerization times for the different materials
- Apply retention sphere
- Do not apply too much primer
- Let the primer dry for 2 minutes and then apply immediately the opaque.

Air inclusion

- Rotate the plunger to extrude the paste out from the syringe and take the material with a proper instrument but do not insert it in the syringe.
- Apply sufficient material and spread it.
- Do not mix composite materials but apply them by layers.

Discoloration and plaque

- Check the luminous power of the light curing unit
- Seal the surface by polishing it thoroughly
- Position the frameworks in the light curing unit following the indications
- Apply the composite materials in the correct thickness and follow the polymerization times.

Guarantees

Instructions provided verbally, in written or during practical demonstrations are based on our own experience and should be only considered as guidelines. Our products are subject to continued improvements. We reserve the right to modify them. MAJOR AF COMP complies with EN ISO 10477 standard which does not apply to materials for use in the lateral region which is exposed to masticatory load.

Side effects

Unwanted side-effects of this medical device are extremely rare when the product is regularly used in a proper way. Reaction of the immune system (for instance allergies) or local irritations, however, cannot be completely excluded. Should you learn about unwanted side effects - even if it is doubtful - please contact us.

Contra-indications/reactions

If the patient has hypersensitivities towards a component of this product, we recommend not to use it and to consult the doctor/dentist. Dentists must consider known reactions of the product with other materials already in the patient's mouth before using it.

Note

It this product is used for a special work, kindly supply the dentist with the above information. Please follow the safety data sheets.

Main components of the materials - Inorganic filler (74% by weight or 66% by volume) - Glass filler (medium granulometry: 0.7 µm) - Pyrogenic silica (medium granulometry: 0.04 µm) Monomers (25% by weight) - Urethane dimethacrylate - Butanediol dimethacrylate - Bis GMA - Additives (1% by weight) - Catalysts, stabilizers, pigments

Working times of materials:

1-3 minutes, depending on the light conditions

Depth of polymerization

The depth of polymerization is 2.0 mm. To ensure optimum physical characteristics, no layer should be more than 2.0 mm thick. Use light curing units with emission spectrum of 310-500 nm. The requested physical characteristics can only be obtained with perfect lamps. It is necessary to regularly check the light intensity following the supplier's information.

Storage

To guarantee the correct shelf life do not store this material above 25°C. If MAJOR AF COMP is kept in the refrigerator (in case of high outside temperature), it must be removed in good time before use to resume its modelling properties. Close the syringe immediately after use. Protect the syringe against direct sun light. Turn the plunger counter-clockwise to avoid the material to leak out.

Shelf-life

The shelf life is printed on the label of each syringe. Do not use the product after the expiry date.

DE HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Photopolymerisierendes Einkomponenten Material zur Komplettierung von Arbeiten mit ästhetischen Verbundschenalen MAJOR AF COMP und Polymethyl-Methacrylate- oder Composite Zahnen.

Klasse II a MDD - Logo CE-0470

Anwendungsbereich

- Festsitzender Zahnersatz.
- Kronen, Brücken, Klebebrücken, Implantat-Suprastrukturen, Verbundschenale.

Langzeitprovisorien.

Abnehmbare Zahnersatz.

Konus und Teleskopkronen.

Abdeckung von Geschieben.

Individualisierung von Kunststoff-Zähnen.

Generelle wichtige Punkte.

• MAJOR AF COMP benötigt Lichtpolymerisatoren mit einer Wellenlänge von mindestens 310-500 nm.

• MAJOR AF COMP METALLPRIMER darf nur auf sandgestrahlte Metallgerüste dünn auftragen.

• MAJOR AF COMP OPÄQUER dünn und homogen auftragen, zwischenpolymerisieren, neu Auftragen bis zur korrekten Abdeckung, polymerisieren.

• Auftragen bis zur korrekten Abdeckung, polymerisieren.

• Jede Composite-Schicht wird separat polymerisiert.

• Schichtstärken von mehr als 1-2 mm vermeiden!

• Dispersionsschicht nicht abwischen-mögliche Erneuerung mit MAJOR AF COMP Bonding.

• MAJOR AF COMP DUAL CEM Autopolymerisationszeit respektieren, Verarbeitungszeit 4-5 min., ev. Überschuss der Polymerisationsgerätes prüfen, periodische Reinigung!

• Oberflächenvergleichung durch optimale Politur herstellen.

• Richtige Positionierung der Gerüste im Polymerisationsgerät.

• Respektierung der Schichtstärken und Polymerisationszeiten der jeweiligen Composite-Massen.

Garantie

Die mündlich oder schriftlich übermittelten Gebrauchshinweise, sowie praktische Demonstrationen, sind Früchte unserer persönlichen Erfahrung und verstehen sich nur Richtungweisend. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Verbesserung. Modifizierungen unsererseits sind erlaubt. MAJOR AF COMP entspricht den Normen EN ISO 10477. Diese Norm ist nicht für den Kaudruck im Seitenbereich anwendbar.

Nebenwirkungen

Unerwünschte Nebenwirkungen dieses medizinischen Produktes sind extrem selten wenn das Produkt korrekt angewandt wird. Allergische Reaktionen oder lokale unangenehme Empfindungen können nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Im Falle einer unerwünschten Nebenwirkung, bitten wir Sie uns auch bei einer Unsicherheit, dies uns unverzüglich mitzuteilen.

Kontraindikation-Reaktionen

Im Falle einer Hypersensibilität des Patienten bezüglich einer der Komponenten des Produktes, Anwendung sofort unterbrechen und Arzt oder Zahnarzt aufsuchen.

Anwendung:

Präparation der Metallstruktur für den MAJOR AF COMP METALL-PRIMER

Mit Aluminiumoxyd 110 - 125 µm 2-4 bar sandstrahlen, mit Öl freier Pressluft abblasen, sofort danach mit sauberem Kurzhaar-Pinsel Metallprimer „dünn“ auftragen (nur leicht befeuchten) und 2 min. an der Luft trocknen lassen.

Oberflächen nicht mehr berühren oder abblasen. Vor Auftragen des Opäquers muss die Oberfläche komplett trocken sein. Sofort Opäquer auftragen.

MAJOR AF COMP / Opäquer - MAJOR AF COMP / Bondopäquer / Opakierung

Opäquer OL-OM-OD pur-oder je nach herstellender

Farbe gemischt dünn auftragen. **Achtung!** Dünnen Opäquerschicht speziell im Retentionsbereich auftragen.

Zwischenpolymerisieren 180 sec. mit 310-500 nm. (siehe Tabelle).

Vorgang wiederholen bis eine homogene

Farbsschicht entsteht (ev. individualisieren). Für den

Zahnfleisch-Bereich gleiche Vorgehen mit BONDOPÄQUER

OC-PINK dieser enthält bereits Metallprimer, 180 sec.

Zwischenpolymerisieren mit 310-500 nm (siehe Tabelle).

Zweite Schicht auftragen bis zur kompletten Abdeckung.

Nicht korrekt aufgetragenes Opäquer hat einen negativen

Einfluss auf die Farbwiedergabe. Polymerisieren 180 sec.

mit 310-500 nm. (siehe Tabelle). Opäquer-Farben siehe

Tabelle.

Prinzipielle Inhaltsstoffe der Massen

• Anorganische Füller 74% Gewicht oder 66% Volumen

• Anorganische Glasfüller Granulometrie ~ 0.7 µm

• Pyrogenes Silizium Granulometrie ~ 0.04 µm

• Monomer 25% Gewicht

• Uretdimethacrylate

• Butandioldimethacrylate

• Bis GMA

• Zusatzstoffe 1% Gewicht

• Katalysatoren Stabilisatoren, Pigmente.

Verarbeitungszeit der Massen

1 - 3 min. - abhängig von den Lichverhältnissen

Polymerisationsstiefe

Die Polymerisationsstiefe ist 2 mm. Um optimale physikalische

Eigenschaften zu garantieren, empfehlen wir Ihnen

keine Schichtstärken von mehr als 2 mm. aufzutragen.

Nur geeignete Lichtpolymerisations-Geräte periodisch

kontrolliert mit einem Spektrum von mindestens 310-500 nm

anwenden, gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Aufbewahrung

Um die Qualität und Stabilität des Produktes zu garantieren, bitte beachten Sie die Maximatemperatur von 25°C.

Bei höheren Temperaturen MAJOR AF COMP bitte im

Kühlschrank aufbewahren, vor der Anwendung dem

Kühlschrank entnehmen, um die Modellierbarkeit zu

garantieren. Spritzen nicht direktem Licht aussetzen, nach

Entnahme der Masse, Spritze sofort verschließen und eine Drehung gegen den Urzeigersinn vornehmen, um ein

un erwünschtes Ausdringen der Masse, zu vermeiden.

Verfallsdatum/Haltbarkeit

Das Verfallsdatum ist auf jeder Spritze angegeben. Wir bitten Sie

das Material nach dem Verfallsdatum nicht mehr anzuwenden.

Eventuelle sources d'erreurs et comment les éviter

Polymerisation de l'Opäquer

• La surface doit être exempte de graisse et de pâte à polir ou

d'autres salissures.

• La couche de l'Opäquer doit être homogène, l'application

en plusieurs couches - et - chaque fois une polymérisation

intermédiaire.

• L'Opäquer n'adhère pas. La surface n'a pas été traitée

correctement.

• La structure métallique doit être réalisée pour garantir

la situation occlusale.

• Éviter les contacts primaires.

• Respecter les couches maximales et les temps de

polymerisation.

• Éviter les zones de rétention.

• Éviter les surplus du Metal Primer.

• Respecter les 2 min. de séchage du Metal Primer et

application de l'Opäquer immédiate.

• Couleur inhomogène, éventuellement individueliser.

• Pour la dentition gingivale, même opération avec MAJOR AF COMP / Bondopäquer OC-Pink, ceci contient déjà Metall Primer - polymérisation intermédiaire 180 sec. avec 310-500 nm. (Voir tableau). Répéter l'opération jusqu'au recouvrement d'huile, ensuite appliquer avec un pinceau à poils courts le MAJOR AF COMP METALLPRIMER (Aussi pour PMMA et composite), afin de réaliser la couche de dispersion indispensable. Polymérisation intermédiaire 90 sec. avec 310-500 nm. (Voir tableau). Teintes Opäquer (Voir tableau).

• Appliquer Opäquer OL-OM-OD pure ou selon la teinte à réaliser mélangée en une couche min

MAYOR AF COMP Metal Primer debe ser aplicado en una capa fina de estructuras metálicas arenada.

• Aplicar el Opaquer MAJOR AF COMP una capa fina y homogénea, una foto-polimerización intermedia, aplicar una segunda capa hasta que la cobertura sea correcta y polimerizar.

• Cada capa del composite debe ser polimerizada por separado.

• Evitar capas de composites superior a 1/2 milímetros.

• No retire la capa de dispersión - si es necesario, puede crear una nueva capa con mayor capa de dispersión utilizando MAJOR AF COMP Bonding.

• Respetar los tiempos de auto-polimerización de MAJOR AF COMP DUAL CEM: tiempo de trabajo 4 -5 Minutos, cualquier exceso de material debe ser utilizado como base para el posterior composite (modelar), y a continuación foto-polimerizar.

• Distribuya la pasta en la jeringa girando la rosca en sentido horario. No permita que el material permanezca expuesto a fuentes de luz excesivos. Luego, girar la rosca de la jeringa en sentido anti-horario media vuelta, para evitar la salida del material.

• CUIDADO: que la punta del instrumento no entra en la jeringa.

Instrucciones para el proceso

Acondicionamiento de la pieza en metal (MAJOR AF COMP Metal Primer)

Tras el colado y acabado, tratar la estructura, como de costumbre. Arenar de la superficie a 110/125 mm, de 2/4 bar, y someterla al chorro de aire ausente de aceite.

Inmediatamente después de la limpieza aplicar el agente para la unión de metal-resina (Major AF Comp Metal Primer). El agente debe ser aplicado con un cepillo en un espesor mínimo.

Precaución: las superficies limpiadas y tratadas ya no deben ser tocadas ni tratadas con aire o sustancias que pueden formar películas.

Aplicar el primer. La superficie debe estar ligeramente humedecida con un pincel. Dejar secar al aire durante 2 minutos. El primer debe evaporarse por completo antes de aplicar el Opaquer.

Aplicación del Opaquer (MAJOR AF COMP Opaquer) (Major AF Bondopiquer Comp)

Aplicar el Opaquer en pasta (MAJOR AF COMP Opaquer) en las áreas destinadas a cubrir la dentina en el color deseado OL - OM - OD, los colores pueden mezclarse entre sí para una definición cromática individual.

Aplicar E Opaquer en pasta (MAJOR AF COMP Bondopiquer) en el color OC - PINK en las áreas correspondientes al cubrimiento gingival. El Bondopiquer es un Opaquer pasta de foto-endurecimiento con componente integrado de adhesivo. Por lo tanto no requiere sistema de unión adicional. Aplique una capa fina "Opaquer o Bondopiquer" con un cepillo rígido con el pelo corto. La cobertura completa se obtiene aplicando al menos dos capas. Una capa de Opaquer que no cubra perfectamente influye en un modo negativo sobre el efecto cromático.

Es posible optimizar la fluididad del Opaquer mezclándolo sobre de un papel de mezcla. Tener cuidado de aplicar una capa muy fina en las retenciones. Cada capa se polimeriza por separado. Polimerizar para 180 segundos con espectro de luz 310-500 nm. Para los colores del Opaquer disponibles, consulte la tabla en la última página.

Acondicionamiento de la carilla estética pre-fabricada (MAJOR AF COMP Bonding)

Facilitar las superficies rugosas de las carillas estéticas arenando con óxido de aluminio 110 µM, presión 2/3 bar y sometiéndolo con un chorro de aire ausente de aceite. A continuación, aplicar en la superficie arenada el bonding foto-polimerizable para acrílicos y composites (Major AF Comp Bonding) con un pincel y proceder a la pre-poliomerización para crear una nueva capa de dispersión.

Poliomerizar durante 90 segundos con el espectro a 310-500 nm. Un aspecto blanquecino del Bonding pre-polimerizado es una señal de polimerización excesiva, lo que requiere la eliminación de la capa. Repetir la operación anterior, reduciendo el tiempo de polimerización.

Encolar las carillas estéticas pre-fabricadas (MAJOR AF COMP Dual Cem)

El MAJOR AF COMP Dual CEM es un composite bicomponente de sujeción de polimerización dual (auto-endureciente y foto-polimerizable) para fijar las carillas estéticas Major AF Comp, en las estructuras de metal o cerámica. MAJOR AF COMP Dual Cem se aplica, dependiendo de la elección de color en la superficie del metal y anteriormente aplicada de Opaquer y al interior de las carillas MAJOR AF COMP preparadas con Major AF Comp Bonding. Las carillas están posicionadas en la estructura metálica con la ayuda de una llave de silicona. Después de la aplicación del Dual CEM y antes de la polimerización final es importante remover el material en exceso aportando correcciones. El tiempo útil es de aproximadamente 4 a 5 minutos a temperatura ambiente de 23 °C. Para asegurar una completa polimerización y una buena adhesión es absolutamente indispensable el endurecimiento del producto con la irradiación que cubre un intervalo de longitud de onda con espectros 310-500 nm para al menos 180 segundos. Para los colores de la Dual Cem disponibles, consulte la tabla en la última página.

Estratificación estética MAJOR AF COMP / Dentine Flow / Incisal Flow / Gengive Paste / Gengive Flow

El material de las carillas se suministra en jeringas de rosca, codificados de acuerdo con el área de aplicación.

Para ver la tabla de colores, véase a la última página.

Facilitar la salida de la masa deseada girando el tornillo de la jeringa. Aplicar el material en la zona en cuestión. Adaptar y estratificar la masa con un espesor uniforme no mayor de 1.2 mm y proceder a la polimerización después de cada estratificación. Polimerización intermedia del espectro de 180 segundos con 310-500 nm. Si la masa estética se aplica con un espesor superior a 2 mm, la polimerización intermedia debe ser aumentada a 8 minutos. Después de la polimerización se forma una fina capa de dispersión en la superficie. Esta capa es indispensable para la unión química con las capas aplicadas posteriormente. Durante la modelación esta capa no debe ser eliminada. Si pierde parcial o totalmente, siga las instrucciones en el capítulo "corrección reparación". Al final de modelado es aconsejable realizar un ciclo final de la polimerización.

Foto-poliomerización final durante 9 minutos con espectro 310 - 500 nm.

Acabado

Para el acabado se aconseja las puntas de silicona (ruedas, lentes, cilíndrica) frescas en carburo de tungsteno o diamante.

Pulido

Efectuar el abrillantado con cepillos con pelo de borrego y pasta, y suave disco de algodón montado sobre la pieza de mano. Para obtener un buen resultado y evitar la formación de depósitos (nicotina, cafeína, etc.) y la alteración de color es indispensable para el acabado y pulido de la superficie y

tener mucho cuidado. **Nota:** El acabado de los composites produce polvos como en todas las resinas, por este motivo se recomienda trabajar con aspiración en la mesa de trabajo.

Correcciones y reparaciones

Facilitar la rugosidad de la masa hasta 2 mm más allá del borde de la zona interesada a reparar o corregir. Aplicar Major AF Comp Bonding y pre-poliomerizar en el aparato para crear una nueva capa de dispersión. Polimerizar durante 90 segundos con el espectro 310-500 nm. Una aspecto blanquecino del Bonding fluido pre-poliomerizado es una señal de polimerización excesiva, lo que requiere la eliminación de la capa. Repetir la operación anterior, reduciendo el tiempo de polimerización. A continuación, proceder a la estratificación de la masa composite y polimerizar.

Possibili errores y cómo evitarlos

La polimerización del OPAQUER

- La estructura debe estar desengrasada y libre de pasta de polido residual.
- El OPAQUER debe ser aplicado de manera homogénea. Se recomienda la aplicación del Opaquer en dos capas que deben ser polimerizados por separado.
- Desprendimiento del Opaquer
- Modelado la estructura con el fin de garantizar la sujeción a la masa composite. Dependiendo de la situación de la oclusión.
- Evitar el pre-contacto.
- Respetar el espesor mínimo de las capas y los tiempos de polimerización de los varios componentes
- Aplicar las bolitas de retención
- Evitar aplicar primer en exceso
- Dejar seco el primer durante 2 minutos y proceder de inmediato aplicación del Opaquer.

Inclusiones de aire

• Sacar la pasta de la jeringa con rosca y quitar la masa con un instrumento especial, evitando sacarlo con la punta.

• Aplicando la masa en una cantidad suficiente y distribuirla.

• No mezclar las masas composite.

La decoloración y los depósitos de placa

• Compruebe la potencia lumínosa del aparato indicador de para la foto-poliomerización.

• Sellar la superficie procediendo a un abrillantado óptimo.

• Coloque las estructuras en el aparato para polimerización respectando las indicaciones.

• Respetar el espesor y el tiempo de polimerización indicado para la masa composite.

Garantía

Las instrucciones de uso proporcionadas verbalmente, por escrito o a través de la demostración práctica se basan en nuestra experiencia personal, y se entienden que son de título indicativo. Nuestros productos están sujetos a mejoras continuas. Nos reservamos el derecho de hacer cambios. Major AF Comp corresponde a los requisitos de la norma ISO 10477. Tal normativa no es aplicable al uso del material en la base en cuyo expuesto a carga occlusal. Los efectos colaterales no deseados de este producto médico son extremadamente raros cuando el producto se utiliza de la manera correcta. Las reacciones inmunes (ej. alergias) o sensación desagradable local, no se puede descartar por completo. En caso que usted tenga conocimientos de los efectos colaterales por favor infórmenos, incluso en caso de duda.

Contraindicaciones y reacciones

En caso de hipersensibilidad del paciente contra un componente del producto, deje de usarlo inmediatamente y consultar a su odontólogo. Reacciones conocidas de este producto con otros materiales presentes en la boca debe ser evaluada por el odontólogo antes de su uso.

Advertencia

Si usted está usando este producto para ser procesados de forma especial, por favor, comunicar esta información a su dentista. Durante el trabajo observar la ficha de seguridad.

Los principales componentes de las masas

- Rellenos inorgánicos (74% en peso o 66% en volumen)
- Rellenos de vidrio (grano medio : 0,7 µm)
- Silice Pirogenica (grano medio: 0,04 µm)
- Monómeros (25% en peso)
- Uretoan Dimetacrilato
- Butandioldimetacrilato
- Bis GMA
- Aditivos (1% en peso)
- Catalizadores, estabilizadores, pigmentos

Tiempo de trabajos para las masas

1 a 3 minutos, dependiendo de las condiciones luminosas La profundidad de polimerización. La profundidad de polimerización es igual a 2 mm. Para asegurar óptimas características físicas, se recomienda no aplicar capas más gruesas de 2 mm. Utilizar un aparato para la foto-poliomerización con un espectro de emisión entre 310 y 500 nm. Las características físicas requeridas se pueden obtener sólo con lámparas en perfecto estado técnico. Es debe comprobar periódicamente la intensidad de luz según el fabricante.

Mantenimiento

Para asegurar la estabilidad no conservar el material a temperaturas superiores a 25° C. Si Major AF Comp se almacena en un refrigerador (en el caso de alta temperatura ambiente) es necesario retirar inmediatamente para que pueda recuperar su maleabilidad. Cierre la jeringa inmediatamente después de su uso. No exponga la jeringa a la luz solar directa. Girando el tornillo de la jeringa en sentido anti-horario para evitar la fuga del material no deseado.

Caducidad

La fecha de caducidad está reflejada en el material de cada jeringa. No utilice el material después de la fecha de caducidad.

IT. INFORMAZIONI DEL FABBRICANTE

Materiale monocomponente fotoindurente per il riempimento ed il completamento di rivestimenti con faccette estetiche MAJOR AF COMP e di denti preconfezionati in polimetilmetacrilato (PMMA) od in composito. Il sistema MAJOR AF COMP è compatibile con tutti i componenti del sistema.

MDD Classe II - CE LOGO - 0470

Campi d'impiego

Protesi lissa

- corone, ponti, ponti adesivi
- sovrastruzione di impianti, faccette, provvisori a lungo termine

Protesi mobile

- corone coniche e telescopiche
- parti esterne di attacchi
- personalizzazione di denti confezionati in resina per protesi mobile

Punti generali importanti

- Il sistema MAJOR AF COMP necessita di apparecchi per

poliomerizzazione a luce con lunghezza d'onda di minimo 310-500 nm.

• MAJOR AF COMP Metal Primer deve essere applicato in strato sottile e su strutture metalliche già sabbiate.

• Aplicare l'Opaquer MAJOR AF COMP in strato sottile ed omogeneo, fotopolimerizzazione intermedia, aplicare un segundo strato sino alla copertura corretta e polimerizzare

• Ogni strato di composite debe essere polimerizzato separadamente

• Evitar strati di composite superiores a 1/2 milímetros

• Non togliere lo strato de dispersione - qualora sia necesario, è possibile crear un nuevo strato de dispersión utilizando el MAJOR AF COMP Bonding

• Rispettare los tiempos de autopoliomerizzazione de MAJOR AF COMP Dual Cem. Tiempo de lavorazione: 4-5 minuti, l'eventuale materiale in eccesso deve essere utilizzato come base per composite successivo (modelare), poi polimerizzare.

• Irridivire el revestimiento fino a 2 mm oltre el bordo della zona interessata alla riparazione / correzione. Aplicare el MAJOR AF COMP Bonding y prepolymerizar en el apparejo para fotopolimerizzazione para crear un nuovo strato de dispersión. Polimerizzare per 90 secondi con spettro a 310-500 nm. Un aspecto biancastro del Bonding fluido pre-polimerizzato es una señal de polimerización excesiva, lo que requiere la eliminación de la capa. Repetir la operación anterior, reduciendo el tiempo de polimerización.

• Respetar los tiempos de auto-polimerización de MAJOR AF COMP DUAL CEM: tiempo de trabajo 4 -5 Minutos, cualquier exceso de material debe ser utilizado como base para el posterior composite (modelar), y a continuación foto-polimerizar.

• Distribuya la pasta en la jeringa girando la rosca en sentido horario. No permita que el material permanezca expuesto a fuentes de luz excesivos. Luego, girar la rosca de la jeringa en sentido anti-horario media vuelta, para evitar la salida del material.

• CUIDADO: que la punta del instrumento no entra en la jeringa.

Instrucciones para el proceso

Acondicionamiento de la pieza en metal (MAJOR AF COMP Metal Primer)

Tras el colado y acabado, tratar la estructura, como de costumbre. Arenar de la superficie a 110/125 mm, de 2/4 bar, y someterla al chorro de aire ausente de aceite.

Inmediatamente después de la limpieza aplicar el agente para la unión de metal-resina (Major AF Comp Metal Primer). El agente debe ser aplicado con un cepillo en un espesor mínimo.

Precaución: las superficies limpiadas y tratadas ya no deben ser tocadas ni tratadas con aire o sustancias que pueden formar películas.

Aplicar el primer. La superficie debe estar ligeramente humedecida con un pincel. Dejar secar al aire durante 2 minutos. El primer debe evaporarse por completo antes de aplicar el Opaquer.

Aplicación del Opaquer (MAJOR AF COMP Opaquer) (Major AF Bondopiquer Comp)

Aplicar el Opaquer en pasta (MAJOR AF COMP Opaquer) en las áreas destinadas a cubrir la dentina en el color deseado OL - OM - OD, los colores pueden mezclarse entre sí para una definición cromática individual.

Respetar el espesor mínimo de las capas y los tiempos de polimerización de los varios componentes

• Aplicar las bolitas de retención

• Evitar aplicar primer en exceso

• Dejar seco el primer durante 2 minutos y proceder de inmediato aplicación del Opaquer.

Inclusiones de aire

• Sacar la pasta de la jeringa con rosca y quitar la masa con un instrumento especial, evitando sacarlo con la punta.

• Aplicando la masa en una cantidad suficiente y distribuirla.

• No mezclar las masas composite.

La decoloración y los depósitos de placa

• Compruebe la potencia lumínosa del aparato indicador de para la foto-poliomerización.

• Sellar la superficie procediendo a un abrillantado óptimo.

• Coloque las estructuras en el aparato para polimerización respectando las indicaciones.

• Respetar el espesor y el tiempo de polimerización indicado para la masa composite.

Garantía

Las instrucciones de uso proporcionadas verbalmente, por escrito o a través de la demostración práctica se basan en nuestra experiencia personal, y se entienden que son de título indicativo. Nuestros productos están sujetos a mejoras continuas. Nos reservamos el derecho de hacer cambios. Major AF Comp corresponde a los requisitos de la norma ISO 10477. Tal normativa no es aplicable al uso del material en la base en cuyo expuesto a carga occlusal. Los efectos colaterales no deseados de este producto médico son extremadamente raros cuando el producto se utiliza de la manera correcta. Las reacciones inmunes (ej. alergias) o sensación desagradable local, no se puede descartar por completo. En caso que usted tenga conocimientos de los efectos colaterales por favor infórmenos, incluso en caso de duda.

Contraindicaciones y reacciones

En caso de hipersensibilidad del paciente contra un componente del producto, deje de usarlo inmediatamente y consultar a su odontólogo. Reacciones conocidas de este producto con otros materiales presentes en la boca debe ser evaluada por el odontólogo antes de su uso.

Advertencia

Si usted está usando este producto para ser procesados de forma especial, por favor, comunicar esta información a su dentista. Durante el trabajo observar la ficha de seguridad.

Los principales componentes de las masas

- Rellenos inorgánicos (74% en peso o 66% en volumen)
- Rellenos de vidrio (grano medio : 0,7 µm)
- Silice Pirogenica (grano medio: 0,04 µm)
- Monómeros (25% en peso)
- Uretoan Dimetacrilato
- Butandioldimetacrilato
- Bis GMA
- Aditivos (1% en peso)
- Catalizadores, estabilizadores, pigmentos

Tiempo de trabajos para las masas

1 a 3 minutos, dependiendo de las condiciones luminosas La profundidad de polimerización. La profundidad de polimerización es igual a 2 mm. Para asegurar óptimas características físicas, se recomienda no aplicar capas más gruesas de 2 mm. Utilizar un aparato para la foto-poliomerización con un espectro de emisión entre 310 y 500 nm. Las características físicas requeridas se pueden obtener sólo con lámparas en perfecto estado técnico. Es debe comprobar periódicamente la intensidad de luz según el fabricante.

Mantenimiento

Para asegurar la estabilidad no conservar el material a temperaturas superiores a 25° C. Si Major AF Comp se almacena en un refrigerador (en el caso de alta temperatura ambiente) es necesario retirar inmediatamente para que pueda recuperar su maleabilidad. Cierre la jeringa inmediatamente después de su uso. No exponga la jeringa a la luz solar directa. Girando el tornillo de la jeringa en sentido anti-horario para evitar la fuga del material no deseado.

Caducidad

La fecha de caducidad está reflejada en el material de cada jeringa. No utilice el material después de la fecha de caducidad.

IT. INFORMAZIONI DEL FABBRICANTE

Materiale monocomponente fotoindurente per il riempimento ed il completamento di rivestimenti con faccette estetiche MAJOR AF COMP e di denti preconfezionati in polimetilmetacrilato (PMMA) od in composito. Il sistema MAJOR AF COMP è compatibile con tutti i componenti del sistema.

MDD Classe II - CE LOGO - 0470

Campi d'impiego

Protesi lissa

- corone, ponti, ponti adesivi
- sovrastruzione di impianti, faccette, provvisori a lungo termine

Protesi mobile

- corone coniche e telescopiche
- parti esterne di attacchi
- personalizzazione di denti confezionati in resina per protesi mobile

Punti generali importanti