

SUPER LUX®

Úsměv pacienta korunuje vaše dílo!

MAJOR SUPER LUX - třívrstvé pryskyřičné zuby nejvyšší kvality pro zhotovení úplných, částečných nebo skeletových zubních náhrad. Použitím kvalitních materiálů a kladením důrazu na dokonalé zpracování je dosaženo mimořádné kvality, přirozeného vzhledu a transparentnosti, stálosti barev, tvrdosti a odolnosti k abrazi. Ve spojení s výrobním zázemím, nedostižným skladem a dokonalým servisem obchodních zástupců vytvářejí pro Vás alternativu dokonalého výběru nadstandardního zboží za standardní cenu.

Dodávané barevné odstíny: A1 – C3 / A1V – D4V

Artikulační tabulka

Frontální horní	Frontální dolní	Frontální dolní	Diatorické L-Cusp	Diatorické N-Cusp
50	0/3		1/60	
1/44	0/4	0/5	1/72	76N
1/13	0/5		1/74	76N
1/47	0/8	0/6	1/72	77N
1/17	0/8	0/10		77N
1/40	0/10	0/11		79N
1/49	0/10	0/11		79N
1/30	0/3		1/60	70N
56	0/0	0/4	1/65	76N
58	0/6	0/53	1/72	76N
52	0/53	0/6		77N
1/48	0/6		1/72	77N
1/37	0/8	0/10		79N
59	0/53	0/8	1/72	77N
1/20	0/3		1/60	70N
1/32	0/0	0/4	1/65	70N
1/35	0/6	0/53	1/72	77N
1/22	0/5	0/53	1/74	76N
1/25	0/8	0/53		77N
53	0/53	0/6	1/72	76N
1/27	0/10	0/11		79N
62	0/11			79N

Zuby MAJOR SUPER LUX®

jsou dodávány ve standardních baleních, která obsahují:
frontální zuby – 18 setů, každý set se 6 zuby – celkem 108 zubů v balení
diatorické zuby – 12 setů, každý set s 8 zuby – celkem 96 zubů v balení
kompletní zubní sady – 4 garnitury, každá se 4 sety – celkem 112 zubů



Výhradní distributor
pro Českou republiku:
FLAVA s.r.o.
Lanškrounská 31
568 02 Svitavy
tel.: +420 461 533 323
fax: +420 461 531 129
e-mail: office@flava.cz
www.flava.cz



Výhradní distributor
pro Slovenskou republiku:
FLAVA SLOVAKIA s.r.o.
Palárikova 1605/6
036 01 Martin
tel.: +421 434 284 915
fax: +421 434 301 572
e-mail: flava@nextra.sk



Výroba:
MAJOR CZ s.r.o.
Lidická 1
568 02 Svitavy
e-mail: office@flava.cz
www.majorcz.cz



Výrobně technologický garant:
MAJOR PRODOTTI DENTARI S.p.A.
Via Luigi Einaudi 23
10024 Moncalieri (TO), Italy
www.majordental.com

Všeobecné pokyny:

- Skladujte na suchém a tmavém místě.
- Po vyjmutí zubů z vosku použijte monomer k odmaštění. Pro lepší spojení s pryskyřicí vytvořte na zubech retence.

Hygienická upozornění:

- Pacient by měl být poučen, že přemrštěné používání zubního kartáčku při péči o protézu může vést k oděru. Je třeba zamezit doteku protézy s kyselinami, alkalickými nebo s jinými agresivními látkami.
- Ve shodě s nařízením 67/548/EEC a následujícími změnami neobsahuje tento produkt žádné nebezpečné látky.

Z těchto důvodů není přiložen žádný bezpečnostní list materiálu.

- Při jemném opracování vzniká prach, který však „již není dále klasifikován“.

Přesto, aby nedošlo k jeho vdechnutí, by měly být používány vhodné ochranné pomůcky TLV/TWA.

- Zpracování odpadu-upozornění: Pokud je tento materiál ještě zabalen, není evidován v seznamu nebezpečných odpadů C.D.91/689/ECC 1 (4). Po kontaktu s pacientem je nebezpečí infekce a musí být zlikvidován podle Evropského katalogu pro nebezpečné odpady č. 180103.



ISO 3336 Type 1-2




SUPER LUX®

Přehled tvarů


Nejpoužívanější třívrstvé pryskyřičné zuby
v českých a slovenských
stomatologických laboratořích



Frontální horní




Frontální horní





měřítko 1 : 1

Frontální horní



Frontální dolní



měřítko 1 : 1

L-Cusp diatorické




N-Cusp diatorické



měřítko 1 : 1

Mesio-distální profil



Laterální profil

